

Service Report

Customer:	Device Description:
Name: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี	Model/Type: iPonatic Portable Molecular (iPonatic III)
Address:	Serial no: Q36AE032210010130
	Customer/User name: แต้บ
	Date: 02 ตุลาคม 2024

Request detail: ☐ Calibration ☐ New device install

Preventive Maintenance (PM): ☐ 1st PM ☐ 2nd PM ☐ 3rd PM ☒ 4th PM

Work and activity performed

- ☒ App Version: V1.8.0
- ☒ PCR module Firmware Version: V1.1.7
- ☒ Extraction module Firmware Vesion: V1.1.6
- ☒ ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier set ด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทดสอบรันงานเช็คระบบ sensor ของช่องใส่ Carrier ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็ค UV ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็คการเปิด-ปิดเครื่อง ☒ Passed ☐ Failed

☒ Device tested and ready to use ☐ User training executed ☐ Unusable

Specialist signature:

ธนภูมิ เจริญสุข



Customer signature: